


# NOUVEAU PHENIX LIBERTY

LA SOLUTION  
COMPLÈTE  
DES EXPERTS

RÉÉDUCATION  
PÉRINÉALE  
ET FONCTIONNELLE









**PHENIX**<sup>®</sup>  
Care & Movement

# PHENIX LIBERTY

PLUS ERGONOMIQUE, PLUS INTUITIF, PLUS SIMPLE, TOUJOURS AUSSI EXPERT !

Le PHENIX Liberty est LA solution pour les spécialistes de la périnéologie, les groupes et les services hospitaliers. Ultra complet, il intègre tous les programmes et protocoles dans son système informatique et permet de traiter jusqu'à quatre patients à la fois\*. Il allie expertise et simplicité d'usage pour une efficacité maximale du travail de rééducation.

-  Polyvalent
-  Informatique intégrée
-  Plus de 250 programmes configurables
-  Écran et clavier tactiles
-  Interface simple et experte
-  Évolutif grâce aux options



Clavier sensible avec touchpad géant intégré



4 embases de chargement pour les PODs



## LES OPTIONS

POD universel  
POD multipatient  
POD interférentiel  
Manomètre (1 à 3 voies)  
Sonde



POD Universel



POD Multipatient



POD Interférentiel



Manomètre 1, 2 ou 3 voies



Sonde manométrique anorectale

\* En stimulation et avec 3 PODs multipatient optionnels

# TOUTE L'EXPERTISE PHENIX DANS UN SEUL APPAREIL



## L'assistant thérapeutique Intégré à votre Liberty,

il vous permet d'obtenir les programmes de traitements adaptés et les actions thérapeutiques à mener simplement et rapidement. Renseignez les signes cliniques de votre patient en cochant les cases d'un QCM, cliquez ! C'est programmé et sauvegardé !



## Qualité de l'électrostimulation et du biofeedback : la technologie PHENIX !

La pertinence de l'alliance d'une électrostimulation de qualité à un biofeedback optimisé permet d'accélérer la récupération sensorimotrice. La rééducation assistée par ce couple gagnant est plus efficace et permet d'inscrire le patient dans un parcours de soin efficient.



## Rééduquer en mouvement

Nous sommes convaincus que l'évaluation ou la rééducation du périnée et de l'appareil locomoteur doivent se faire dans les postures quotidiennes du patient(e). Grâce à la technologie sans fil, PHENIX a libéré le mouvement pour que patient et soignant bénéficient d'un espace où la mobilité est possible !



## POD Stimulation/Biofeedback

Unité mobile qui communique avec le système central. C'est l'émetteur/récepteur wireless qui permet au patient la rééducation en mouvement en toute sécurité, dans un environnement débarrassé de fils reliés à l'appareil.



## UN PARCOURS DE SOINS EFFICIENT

### Bilans

- Bilans des atteintes périnéo-sphinctériennes chez la femme, l'homme et l'enfant
- Bilans des atteintes neuro-périphériques

### Prise en charge

- De l'ensemble des troubles de la continence, des douleurs périnéales, de la constipation et de la statique pelvienne
- Des troubles de l'appareil locomoteur : renforcement musculaire et de la commande motrice, douleurs, hypertonie, anomalies trophiques et circulatoires systémiques et atteintes neurologiques

### Analyses

- Améliorer les réseaux de prescriptions
- Grâce à des données d'analyse et de comparaison poussées, faites le point sur les résultats obtenus au cours des séances



## Destination

Le PHENIX Liberty est un dispositif d'électrostimulation neuromusculaire et d'acquisition de signaux physiologiques indiqué dans la prise en charge des troubles de la statique pelvienne et de l'appareil locomoteur. Pour une bonne utilisation, lire attentivement les instructions figurant dans la notice du dispositif.



## Restez zen, nos services aussi sont experts !

Nos experts vous accompagnent dès l'achat de votre PHENIX, de la formation à la maintenance. Au fait de vos contraintes métier, ils sont vos interlocuteurs privilégiés.

## Formation à l'utilisation

Des formations gratuites qui vous permettent de vous initier à l'utilisation de votre PHENIX et ses multiples applications thérapeutiques.

## Soutien continu

Des formations complémentaires sont proposées en ligne sur simple demande. Personnalisées, elles sont dispensées à distance par un formateur qui vous guide en temps réel dans les manipulations et les exercices d'utilisation.

## Garantie et SAV

Nos appareils et leurs périphériques sont garantis deux ans pièces et main-d'œuvre (une extension de garantie peut être souscrite à la commande et jusqu'à 24 mois après la livraison). Hors période de garantie, toutes nos réparations sont garanties 1 an.

## Contrat de maintenance

Plus qu'une extension de garantie de deux ans, le contrat de maintenance PHENIX est une assurance tranquillité qui offre de nombreux avantages.



La société VIVALTIS est certifiée ISO 13485 par le GMED. Conformément à la réglementation européenne en vigueur, le PHENIX Liberty est un dispositif médical de classe IIB.



# PHENIX®

Care & Movement

PHENIX®, UNE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ VIVALTIS

[www.vivaltis.com](http://www.vivaltis.com)



VIVALTIS, CENTRE R&D EN PHYSIOTHÉRAPIE

Parc Euréka – 200 rue de Thor – 34000 Montpellier  
Tél. : (33) 4 67 27 48 89 - Fax : (33) 4 67 27 15 49  
E-mail : [marketing@vivaltis.com](mailto:marketing@vivaltis.com)

SASU ELECTRONIC CONCEPT LIGNON INNOVATION au capital de 249 520 €  
Siret 42381946500034 APE 2660Z N°Intracommunautaire FR61423819465